



Figura 4: Filtek Z350 (3M/ESPE, St. Paul, MN, USA)

As porções para polimerização foram de aproximadamente 1 mm, individualmente fotopolimerizadas por vinte segundos em cada porção; até que se tenha conseguido um bloco de resina composta aderida ao esmalte, com aproximadamente 4 mm de altura. O aparelho de fotopolimerização, mostrado na figura 5, foi o mesmo utilizado no tratamento de superfícies dos dentes. A altura dos blocos de resina foi controlada por sonda milimetrada.



Figura 5: Aparelho fotopolimerizador Curing Light XL3000 (3M/ESPE, St. Paul, MN, USA)